

MonaLisa Touch[®]



Vaginale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden

Die hormonfreie Alternative
zur Behandlung vulvo-vaginaler Atrophie
und ihrer Begleiterscheinungen.

CYNOSURE[®]

Die Behandlung mit **MonaLisaTouch** fördert die **Neubildung von Kollagen, Elastin und Gefäßen** und stellt das **vaginale Gleichgewicht** wieder her.

Der Mehrwert für Ihre Praxis auf einen Blick:

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit (IGeL)
- Erweiterung des Leistungsspektrums
- Gewinnung neuer Patientinnen
- Spürbare Therapie-Erfolge bereits nach der ersten Sitzung
- Keine hormonelle Begleittherapie notwendig
- Komfortable, kurze Chair-Side-Behandlung
- Ideale Ergänzung eines erfolgreichen Praxiskonzeptes

MonaLisa Touch[®]

Schnell, komfortabel und effektiv.



Wussten Sie, dass bereits **jede dritte Frau in Europa** an durch Östrogenmangel bedingter vulvo-vaginaler Atrophie leidet?

MonaLisa Touch – eine wegweisende, klinisch erprobte und FDA-zertifizierte Laserbehandlung – lindert folgende gynäkologische Symptome und Erkrankungen:

- Postmenopausale vulvo-vaginale Atrophie
- Scheidentrockenheit, Juckreiz
- Leichte Stress-/Belastungsinkontinenz
- Gynäkologische Beschwerden nach einer Chemotherapie
- Dyspareunie
- Dysurie
- Lichen Sclerosus


Die nicht-invasive Therapiemethode mit einem fraktionalem CO₂-Laser umfasst:

- Ca. 3 bis 5 Therapiesitzungen im Abstand von 6 Wochen
- Behandlungszeiten von ca. 5 Minuten
- 3 indikationsspezifische Handstücke
- Vaginale- und Vulva-Kombinationsbehandlungen




Klinisch erprobte und lang anhaltende Ergebnisse

Histologische Präparate des Vaginalgewebes vor der Behandlung und zwei Wochen nach der zweiten Behandlung mit MonaLisa Touch. Eine Verdickung der Basalzellschicht ist deutlich erkennbar.



Vorher



2 Monate nach der ersten und 2 Wochen nach der zweiten MonaLisa Touch-Behandlung

Bildquelle: Prof. A. Calligaro, Universität Pavia, Italien.

Medizinisch bewiesene Wirksamkeit

Um die Wirksamkeit des fraktionierten CO₂-Lasers bei vulvo-vaginaler Atrophie zu beurteilen, wurde eine **monozentrische Studie** an 50 Frauen mit Atrophie-bedingten Beschwerden durchgeführt^[1]. Die Studie kam zu folgenden Ergebnissen:

- Bei 42 Patientinnen (84%) wurde eine **signifikante Verbesserung der nominalen Bewertung ihrer physischen und mentalen Lebensqualität im Vergleich zum Vorbehandlungsstatus** deutlich.
- **Minimale Nebenwirkungen und unerwünschte Reaktionen.**

Eine **multizentrische Studie**, bei der 30 postmenopausale Patientinnen und Brustkrebs-Überlebende mit MonaLisa Touch behandelt wurden, zeigte folgende Resultate^[2]:

- **Statistisch hoch signifikante Verbesserung von Symptomen wie Trockenheit, Schmerzen, Juckreiz, Dysurie und Dyspareunie bereits nach der ersten Behandlung.**
- **Keine Nebenwirkungen und unerwünschte Reaktionen.**
- **Der erzielte Behandlungseffekt wurde durch jede einzelne Folgebehandlung verstärkt.**

[1] Gemeinsame Studie der Doktoren: S. Salvatore, R. E. Nappi, N. Zerbinati, A. Calligaro, S. Ferrero, M. Origoni, M. Candiani, U. Leone Roberti Maggiore

[2] Dr. Mickey Karram & Dr. Eric Sokol: "An Assessment of the Safety and Efficacy of the SmartXide2 – V2LR CO₂ Laser for the Treatment of Vulvovaginal Atrophy." Präsentiert 2015 North American Menopause Society, Las Vegas, NV

MonaLisa Touch: Eine innovative Therapie für die Gynäkologie

Unsere weltweite Expertise zeigt:

Bei **über 90%** der bisher behandelten Patientinnen ist **1 Jahr** nach Abschluss der Behandlung weiterhin eine **signifikante Verbesserung** des vulvo-vaginalen Gesundheitszustandes gegenüber dem Vorbehandlungsstatus festzustellen.



MonaLisa Touch[®]



Technische Daten

System	CO ₂ -Laser
Model	C60
Wellenlänge	10600 nm
Laser Modus	TEM00
Ausgabe Modus	SP - DP - HP Puls
Max. Leistung	60 W
Zuliefermedium	Schwenkarm mit 7 Spiegeln und Ausgleichgewicht
Zielstrahl	Laserdiode @ 635 nm - 4mW
Intensität Zielstrahl	2% - 100% Ausschalten während dem Lasern möglich (DOWL).
Bedienungsfeld	26,4 cm LCD Sensorbildschirm
Elektr. Voraussetzungen	100 - 230 VAC - 50/60 Hz - 1600 VA
Größe (H x B x T)	162 cm x 59 cm x 56 cm
Gewicht	95 kg
Laserklasse	4
Hiscan Dot	Scanner
Deka-Puls	100 - 2000 µs
Abstände zwischen Spots	0 - 2000 µm
Scan-Modi	Normal, verflochten, SmartTrack (randomisiert)
SmartStack	1 - 5 Pulse
Scannergröße	8 x 8 mm
Scan-Form	Viereck
Zubehör	360° Vaginal-Sonde (x3), Vaginalringe für 360° Sonde (x3), Vulva-Handstück (x1), Optional: 90° Vaginal-Sonde

www.smilemonalisa.de



Cynosure GmbH

Dammthorwall 7a | D-20354 Hamburg

Tel.: +49(0)40 36 00 66 56-0

Fax: +49(0)40 36 00 66 56-8

E-Mail: infoGermany@cynosure.com

www.cynosure.de



MonaLisa Touch ist eine eingetragene Handelsmarke der DEKA M.E.L.A. Srl - Calenzano - Italien.



Cynosure ist eine eingetragene Handelsmarke der Cynosure, Inc.
© 2016 Cynosure, Inc. Die Verwendung der Bilder ohne schriftliche Genehmigung der Cynosure, Inc. ist untersagt.

